

Il **Pixel Co₂** Alma Lasers dispone di un sistema per la

generazione di impulsi molto brevi ed incorpora la

migliore tecnologia, per un sistema unico e semplice da utilizzare, anche per trattare grandi aree.

E' progettato per i professionisti che desiderano

combinare le prestazioni di un laser CO₂ per avere ottimi risultati in poco tempo.

Indicazioni:

- Resurfacing tradizionale e frazionale

- Rughe profonde e sottili

- Cicatrici atrofiche ed esiti acneici

- Smagliature

PIXEL CO2

Scritto da lasermed
Venerdì 04 Dicembre 2015 16:23 -

□ Ringiovanimento Vaginale & Incontinenza Urinaria

□ Cheratosi attiniche e seborroiche

□ Laser chirurgia dermatologica



Specifiche tecniche

Laser: CO₂ - 10,600nm

Modalità: CW, Super pulse

Potenza: 30W, 40W, 70W

Applicatori Chirurgici: 50mm, 100mm

Applicatori Medicina Estetica:

PIXEL CO2

Scritto da lasermed
Venerdì 04 Dicembre 2015 16:23 -

Pixel 7x7, Pixel 9x9, I-Pixel roller 7x1, Scanner

Applicatore Ginecologico:

Incontinenza urinaria da stress

e Ringiovanimento Vaginale

Elettricità: 120-230 VAC, 50/60 Hz

Dimensioni: 132 cm x 45 cm x 53 cm

Peso: 61 Kg