

**SOPRANO ICE** è la soluzione ideale per un trattamento di **Epilazione** sicuro ed efficace:

√ Piattaforma dedicata all'epilazione con Diodo;

Offre la possibilità di adattare Diodi con diverse lunghezze d'onda;

Approvazione *FDA* per tutti i tipi di pelle (fototipo I - V) e anche su pelle abbronzata.

### ***Tecnologia Alma Lasers***

***In Motion™***: trattamento in movimento in cui è assicurata la copertura totale dell'area.

***ICE™***: Raffreddamento tramite punta di zaffiro per ridurre al minimo il rischio di ustioni sulla superficie della pelle, aumentando il comfort del paziente per un trattamento praticamente indolore.

***SHR™***: Super Hair Removal provoca un riscaldamento del derma raggiungendo in modo graduale la temperatura ideale per danneggiare il follicolo pilifero, impedendone la ricrescita ed evitando danni al tessuto circostante.

### ***Manipoli □ & Applicazioni***

**Manipolo**

**Lunghezza d'onda nm**

**Spot**

**Hz**

**Fluence/ Potenza**

**Applicazioni**

**Diodo Compact**

810

1.2 cm

<sup>2</sup>

10 Hz

20 J/cm

<sup>2</sup>

epilazione

**Diodo Speed**

810

2 cm

2

10 Hz

20 J/cm

2

epilazione

**Diodo Alex**

760

1.5 cm

2

10 Hz

20 J/cm<sup>2</sup>

epilazione

**Facial Tip**

810

6 mm

10 Hz

20 J/cm<sup>2</sup>

epilazione piccole aree

**NIR**

1320

6.4 cm<sup>2</sup>

18cm

100 W

lassità cutanea viso corpo

### **Specifiche tecniche**

**Dimensioni:** 53 cm x57 cm x120 cm

**Peso.** 50Kg

**Elettricità:** 120/130 VAC, 13/6 A,50 Hz

